

HTLV-1



# 検査内容変更のお知らせ

2024年3月

株式会社グッドライフデザイン

このたびに内製項目 HTLV-1 検査を中止し、内製項目 HTLV-I/II 検査への変更させていただきたくご案内いたします。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【変更日】2024年4月1日（月）受付分より

【変更理由】試薬販売中止のため

【変更内容】血清中の抗 HTLV-I 抗体および抗 HTLV-II 抗体の検出を行います。

※鑑別はできません。※必要検体量に変更はございません。

	変更前	変更後
項目名	HTLV-1	HTLV-I/II
測定試薬	セロディアHTLV-1	エスプラインHTLV-I/II
測定原理	PA法 (ゼラチン粒子凝集反応)	IC法 (イムノクロマト法)
アッセイ頻度	週1	随時
報告形式	定性(+/-)	定性(+/-)

【相関性】血清5例（陰性血清：2例、陽性血清：3例）を使用し、既存のセロディア HTLV-1（PA法）との相関を検討した結果、以下に示す成績が得られました。

		セロディアHTLV-1		小計
		陽性	陰性	
エスプライン HTLV-I/II	陽性	3	0	3
	陰性	0	2	2
小計		3	2	5

【問合せ先】株式会社グッドライフデザイン

ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：生化学/免疫部門(内線：6063)