

亜鉛 (Zn)

検査内容変更のお知らせ

この度、亜鉛 (Zn) におきまして、測定試薬を変更させていただきたくご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【項目名】 亜鉛 (Zn)

【変更日時】 2025 年 11 月 1 日 (土) 測定分より

【変更理由】 測定試薬の変更

【変更内容】 以下の通り

Zn	変更前	変更後
試薬名	アキュラスオート Zn	セロテック Zn
測定範囲	5.0～500.0 µg/dL	6.0～500.0 µg/dL
基準範囲	80～130 µg/dL	変更なし
測定法	直接法 (5-Br-PAPS)	変更なし

【オーダー方法および検査結果】


- ・ オーダー方法および検査結果の表示に変更はございません。

【必要検体量】

- ・ 必要検体量に変更はございません。

【相関結果】

相関 (BM8020 1 号機 : 現行試薬 × 新試薬)



※X 軸 : 現行試薬、Y 軸 : 新試薬

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン
ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門 : 生化学・免疫部門

内線 : 6063