

マイコプラズマ核酸検出検査 運用変更のお知らせ

このたびマイコプラズマ核酸検出の検査におきまして、以下のとおりに検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【開始日】2026 年 1 月 7 日（水）より

【新旧検査内容の比較】

	(旧)	(新)
測定機器	Loopamp EXIA	Smart Gene
測定法	LAMP 法	PCR 法
測定頻度	月・水・金の 14:00～	検体受領毎
所要時間	約 90 分	約 45 分
検出可能な遺伝子	マイコプラズマ・ニューモニエ	マイコプラズマ・ニューモニエ マクロライド耐性遺伝子
採取検体	咽頭拭い液	咽頭拭い液
採取容器		

【備考】

- ・既存の LAMP 法は中止となります。

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン

ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：微生物部門

内線：6067