

# ノロウイルス検査キット、 採取容器変更のお知らせ

このたび糞便中のノロウイルス抗原におきまして、検査キットを変更させていただきたくご案内いたします。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

## 【変更日】

2026年 2月2日（月）8:30～

## 【変更内容】


変更内容は以下の通りです

	変更前	変更後
キット名	イムノキャッチ-ノロ Plus (栄研化学株式会社)	クイックチェイサーNoro (株式会社ミズホメディー)
検査時間	15分	10分
採取容器	ハイドラフロックスワブ GL (株式会社スギヤマゲン)	スポンジスワブ FR (株式会社ミズホメディー)

## <採取されるときの注意点>

糞便中のロタ・アデノウイルス抗原検査と同様の容器です。糞便中のロタ・アデノウイルス抗原検査と同時オーダーされる際、1本の提出で兼ねて検査可能となります。

新キットに変更以降は旧採取容器の使用はできません。



AP026-D001-F001-02  
検査内容変更のお知らせ

2026年1月  
株式会社グッドライフデザイン

**【問合せ先】**

株式会社グッドライフデザイン

ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：血液/一般部門 検体処理室

内線：5101