

HbA1c 検査容器変更のお知らせ

この度、HbA1c 検査におきまして、分析装置更新による採血管の変更に伴い、以下の通り検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【項目名】HbA1c

【変更日時】2026年2月2日（月）18時以降 依頼分より

【変更内容】以下の通り


	変更前	変更後
採血管	灰色	紫
抗凝固剤	EDTA2K+NaF	EDTA2K
ラベル表記 ※灰色もラベル表記が一部変更となります。 (表内参照)	【血糖・GHB】 ↓ 【血糖・GA】 	【血球計算】 ↓ 【血算・A1c】 
依頼方法	変更なし	
必要検体量	2 mL	2 mL (変更なし)
測定法	HPLC 法	HPLC 法 (変更なし)
検査結果	時系列変更あり	

【保管方法】

全血冷蔵

【現行機器との相関】

右図の通り相関は良好です。



【その他】

変更に関する詳細については、2025年12月適正化委員会にて説明済みです。

【問合せ先】株式会社グッドライフデザイン ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：血液・一般部門 内線：6066