

TSH レセプター抗体(TRAb)、コルチゾール、 C-ペプチド検査内製化のお知らせ

この度、TSH レセプター抗体 (TRAb)、コルチゾール、C-ペプチドにおきまして、新規に内製化することとなりました。変更点については以下の通りです。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

【変更日時】 2026 年 8 月 4 日 (火) 測定分より

【項目名】 TSH レセプター抗体 (TRAb)、コルチゾール、C-ペプチド

【変更内容】

TRAb	変更前	変更後
委託先	株式会社 LSI (外注)	株式会社グッドライフデザイン (内製)
検査方法	ECLIA 法	CLIA 法
検体 (採血容器)	血清 (茶)	血清 (茶) ※変更なし
検体分注量	血清 0.3 mL	血清 0.4mL
基準範囲	2.0 IU/L 未満	2.0 IU/L 未満 ※変更なし
基準値設定根拠	試薬添付文書	試薬添付文書
測定範囲	0.8~40.0 IU/L	0.5~50.0 IU/L

コルチゾール	変更前	変更後
委託先	株式会社 SRL (外注)	株式会社グッドライフデザイン (内製)
検査方法	ECLIA 法	CLIA 法
検体 (採血容器)	血漿 (PN5)	血清 (茶)
検体分注量	血漿 0.5 mL	血清 0.5 mL
基準範囲	午前 6 時~10 時 7.07~19.60 µg/dL	午前 10 時以前 3.70~19.40 µg/dL
基準値設定根拠	試薬添付文書	試薬添付文書
測定範囲	0.06~63.40 µg/dL	1.00~59.80 µg/dL


※測定範囲に関しては希釈測定域を含みません。


C-ペプチド	変更前	変更後
委託先	株式会社 LSI (外注)	株式会社グッドライフデザイン (内製)
検査方法	CLIA 法	CLEIA 法
検体 (採血容器)	血清 (茶)	血清 (茶) ※変更なし
検体分注量	血清 0.4 mL	血清 0.3mL
基準範囲	0.60~1.80 ng/mL (空腹時)	0.67~2.48 ng/mL (空腹時)
基準値設定根拠	試薬添付文書	試薬添付文書
測定範囲	0.10~300.00 ng/mL	0.02~30.00 ng/mL

注) 尿中コルチゾール、C-ペプチド畜尿については、従来通り外注検査で実施します。

【相関結果】


[TSH レセプター抗体定量]






TRAb は測定法変更により高値検体において従来法より低値傾向となります。カットオフ値付近でもデータの変動を認める場合もございますので、診断時にはご注意ください。

[コルチゾール]



[C-ペプチド]



【問い合わせ先】 株式会社グッドライフデザイン ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：生化学・免疫部門