

【外注検査】 採血管ラベル変更のお知らせ

この度、採血管ラベルの変更予定がある容器についてご案内いたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。


【容器名】

- ・アプロチニン
- ・SRL-G (PH5)
- ・SRL-C (PN5)
- ・SRL-A (PN7)

【変更時期】

2026年4月上旬～中旬（現在庫がなくなり次第）


【変更内容①】 アプロチニン



① 現行のラベルが廃止となり、採血管種がわかりづらくなる。
② 対応として、【08 アプロチニン】と記載されたシールを採血管に貼りつける。

【変更内容②】 SRL-G (PH5) 、SRL-C (PN5) 、SRL-A (PN7)

例：SRL-C (PN-5)



【対象項目（一例）】 ※依頼数の多い検査項目のみピックアップして記載

採血管種	検査項目
アプロチニン	膵グルカゴン
	HANP
SRL-G (PH5) (5 mL)	血球計算 (ヘパリン血)
	カリウム (ヘパリン血)
	染色体 G-Banding
	末梢血好中球 BCR-ABL1 t(9;22)転座
	CD3 フローサイトメトリー
	CD4 フローサイトメトリー
	CD8 フローサイトメトリー
	Two-color CD4/CD8
	CD34 定量 (全血)
	赤血球表面マーカー CD55/CD59
	FCM 白血病リンパ腫解析検査 (血液)
	結核菌特異的 IFN-γ
	脂肪酸分画 (24 成分)
ポリコナゾール	

SRL-C (PN5) (5 mL)	アミノ酸分析(39種類)血漿<LC/MS法>
	UGT1A1 遺伝子多型解析
	SOD1 遺伝子解析
	HLA-A, B : 血清対応型タイピング
	MCI スクリーニングプラス
	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)
	コルチゾール
	アルドステロン
	ProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体)
	レニン活性
	LOX-INDEX
	血中総ホモシステイン
	CMV 抗原(C7-HRP)
	SRL-A (PN7) (7 mL)
RUNX1-RUNX1T1 mRNA 定量 血液	
PML-RARA mRNA 定量 血液	
PML-RARA mRNA 定性 血液	
MajorBCR-ABL1 mRNA(IS)	
WT1 mRNA 定量(血液)	
白血球中 α -ガラクトシダーゼ A	

以上

【問合せ先】

株式会社グッドライフデザイン

ラボラトリー事業部

TEL:(0565)25-3165 FAX:(0565)25-3166

検査担当部門：生化学部門（内線：6063）